

Art.	Descrizione	Description
	<p><b>BILANCE ANALITICHE ELETTRONICHE SERIE BE/95.</b></p> <p><b>Calibrazione esterna con peso da 100 g.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tara automatica su tutta la portata.</li> <li>- Selezione dell'unità di misura in g-ct-oz-lb-dwt-GN-tl</li> <li>- (Hong)-tl (Sgp)-tl (ROC)-Momme.</li> <li>- Filtri a selezione per la diminuzione delle vibrazioni.</li> <li>- Sistema di zero automatico.</li> <li>- Interfaccia RS 232.</li> <li>- Vetrinetta con n. 3 ante scorrevoli in vetro temperato.</li> <li>- Linearità <math>\pm 0,3</math> mg.</li> <li>- Piatto inox <math>\varnothing</math> mm. 80.</li> <li>- Display LCD retroilluminato.</li> <li>- Dimensioni: mm. 194x325x315.</li> <li>- Altezza camera di pesata mm. 200.</li> <li>- Funzionamento con alimentatore esterno o batteria interna ricaricabile entrambi in dotazione.</li> <li>- Alimentazione 230V 50/60 Hz</li> </ul>	<p><b>ELECTRONIC ANALYTICAL BALANCES SERIES BE/95</b></p> <p><b>External calibration with 100 g weight.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatic tare on the whole capacity</li> <li>- Selectable weight units: g-ct-oz-lb-dwt-GN-tl (Hong)-tl</li> <li>- (Sgp)-tl (ROC)-Momme.</li> <li>- Selectable filters for reducing vibrations.</li> <li>- Automatic reset system.</li> <li>- RS232 interface.</li> <li>- Windshield with three tempered glass sliding doors.</li> <li>- Linearity <math>\pm 0.3</math> mg.</li> <li>- <math>\varnothing</math> 80 mm stainless steel pan.</li> <li>- Backlit LCD display.</li> <li>- Dimensions: 194x325x315 mm.</li> <li>- Height of weighing chamber: 200 mm.</li> <li>- Powered with external feeder or rechargeable battery, both included on the supply.</li> <li>- Power supply 230V 50/60 Hz.</li> </ul>
10CI7252	<p><b>modello BCA 150</b> Portata 150 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 8,5.</p>	<p><b>BCA 150 model</b> Capacity: 150 g, reading 0.1 mg. Net weight 8.5 kg.</p>
10CI7255	<p><b>modello BCA 200</b> Portata 200 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 9.</p>	<p><b>BCA 200 model</b> Capacity: 200 g, reading 0.1 mg. Net weight 9 kg.</p>
10CI7257	<p><b>modello BCA 200 S con calibrazione interna,</b> azionata da servomotore controllato da microprocessore per la calibrazione automatica. Portata 200 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 9.</p>	<p><b>BCA 200 S model with features internal calibration,</b> microprocessor-controlled servomotor drive for automatic calibration. Capacity: 200 g, reading 0.1 mg. Net weight 9 kg.</p>



**Art. 10CI7252**