

Art.	Descrizione	Description
24GB6896/1	<p>TESTER TASCABILI DI PRECISIONE</p> <p>pH-METRO TASCABILE mod.PH1 pHmetro portatile a tenuta stagna IP67 . Risoluzione 0,1 pH con microprocessore e sensore fisso. Taratura a pulsante su 1 o 2 punti (a scelta tra pH 4, 7, 10). Ampio display LCD con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura. Compensazione automatica della temperatura. Autospegnimento. Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche , errori nella calibrazione. Alimentazione 4 batterie 1,5V AAA, compatibile anche con batterie ricaricabili. Il Kit comprende: 1x55ml soluzioni tampone pH 7 e pH 4, 1x10ml soluzione di conservazione, cinghietta, fazzoletti e valigetta. Campo di misura: pH 0,0... 14,0 (0,1 pH). Temperatura di lavoro: 0...50°C Dimensioni: (ø x L) 35 x 175 mm Peso: 120 g</p>	<p>POCKET ACCURACY TESTERS</p> <p>POCKET pH-METER mod. PH1 Portable pH meter waterproof IP67. Resolution 0.1 pH with microprocessor and fixed sensor. Calibration with button for 1 or 2 points (choice of pH 4, 7, 10). Large LCD display with indication of the buffers used for calibration and measurement stability. Automatic temperature compensation. Auto Off. Messages of self-diagnosis: batteries, errors in calibration. Power supply 4 x 1.5V AAA batteries, also compatible with rechargeable batteries. The kit includes: 1x55ml buffer solutions pH 7 and pH 4, 1x10ml storage solution, strap, paper tissues, quick manual and carrycase. Measuring range: 0.0 ... 14.0 pH (pH 0.1). Working temperature: 0...50 °C Dimensions: (ø x L) 35 x 175 mm Weight: 120 g</p>
24GB6890/1	<p>pH-METRO TASCABILE mod.PH5 pHmetro portatile a tenuta stagna IP67. Risoluzione 0,01 pH. Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata. Ampio display LCD a 3 colori con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura. Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA per una accuratezza di ±0,01 pH. Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH o per collegamento sensore ORP. Lettura della temperatura. Autospegnimento . Compensazione automatica della temperatura (0...50 °C). Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche , errori nella calibrazione. Alimentazione 4 batterie 1,5V AAA, compatibile anche con batterie ricaricabili. Il Kit comprende: 1x55ml soluzioni tampone pH 7 e pH 4, 1x10ml soluzione di conservazione, cinghietta, fazzoletti e valigetta. Campo di misura: pH: -2,00... 16,00 (0,01 pH); mV: ± 1.000 mV; °C: 0,0... 50,0 (0,1 °C). Dimensioni: (ø x L) 35 x 175 mm Peso: 130 g</p>	<p>POCKET pH-METER mod. PH5 Portable pHmeter waterproof IP67. Resolution 0.01 pH. With microprocessor and interchangeable electrode with high durability. Large LCD display with 3 colours with indicating the buffers used for calibration and measurement stability. Calibration button on 3 points with 5 different buffers USA for an accuracy of ± 0.01 pH. Reading mV for diagnosis pH electrode or ORP sensor connection. Temperature reading. Auto-Off. Automatic temperature compensation (0 ... 50 °C). Messages of self-diagnosis: batteries, errors in calibration. Power supply 4 x 1.5V AAA batteries, also compatible with rechargeable batteries. The kit includes: 1x55ml buffer solutions pH 7 and pH 4, 1x10ml storage solution, strap, paper tissues, quick manual and carrycase. Measuring range: pH: -2.00 ... 16.00 (pH 0.01); mV: ± 1000 mV, °C: 0.0 ... 50.0 (0.1 °C). Dimensions: (ø x L) 35 x 175 mm Weight: 130 g</p>
24GB6890/1/A	Elettrodo di ricambio per PH5	Spare electrode for PH5



Art. 24GB6896/1



Art. 24GB6890/1